

INTRAORAL SCANNER

Caddy oder Notebook mit Upcera FLNTScan R1 inkl. Software

AB 5.900.- EURO*

* Notebook-Version: 5.900,- €

Caddy-Version: 8.900,- €

inklusive Lieferung, Aufstellung und Einweisung.

zzgl. MwSt.

INTRAORALSCANNER- Präzision trifft Innovation


- digitale Abformung für höchste Genauigkeit

Am Anfang jeder zahntechnischen Prothetik steht die Abformung. Mit unserem GDIOS Intraoralscanner – basierend auf dem leistungsstarken UPCERA FLNTScan R1 – können Sie in wenigen Schritten einen digitalen Abdruck erstellen und mit nur einem Klick die gewünschte Versorgung online bestellen.

Ersparen Sie Ihren Patienten die unangenehme Abformung mit Abdruckmassen: Der GDIOS ermöglicht hochpräzise Intraoral-scans in nur wenigen Minuten – inklusive Okklusion sowie der Erfassung von Scanbodies bei Implantatversorgungen. Dank der integrierten Hochleistungs-Workstation werden Berechnungszeiten des 3D-Scans auf ein Minimum reduziert. Das mobile Cart-System macht den Scanner in jedem Behandlungszimmer sofort einsatzbereit. Der für medizinische Anwendungen entwickelte 60-cm-Touchscreen bietet optimale Sicht und ermöglicht eine vollständige Bedienung ohne Maus und Tastatur. Die intuitive Software führt sicher durch den gesamten Scanprozess, gibt klares Feedback und liefert durch vollfarbige 3D-Darstellungen jederzeit perfekte Sicht auf alle Details.



Notebook-Version



Caddy-Version



Digital & präzise
all in One Lösung



Schnell & effizient
direkte Datenübertragung an ein
Fräszentrum oder Labor Ihrer Wahl



Kein Scanspray
direkt scannen, ohne vorheriges
auftragen von Scanspray oder Puder



Angenehm für Patienten
kein Abdruckmaterial nötig



Übersichtliche Software
die Nutzbarkeit steht im Vordergrund.



Hochwertig verarbeitet
eine langlebige Konstruktion, sehr
mobil mit kleiner Stellfläche

Technische Daten des Caddys im Überblick:

Maße:

150 × 50 × 50 cm

Gewicht Cart gesamt:

30 kg, rollbar

Scankopfgröße:

16×16mm

Gewicht Handscanner:

210g

Bildtechnologie:

optical continuous video collection

Farbe:

real color scanning

Scanfläche:

12×12 mm

Scantiefe:

0 – 17 mm

Scangenauigkeit (accuracy):

20 µm

Export-Dateiformat:

STL, PLY, OBJ

Touchscreen:

24" (60 cm) Diagonale, Höhe
und Neigung verstellbar

Integrierte Workstation:

Intel i9 Prozessor, 64Gb
Arbeitsspeicher, Nvidia 5060Ti
Grafikkarte, Samsung 990PRO
2TB SSD Speicher

WLAN:

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Betriebssystem:

Microsoft Windows 11
Professional

Medical Tastatur:

Logitech MEDIA K400 PLUS,
mit integriertem Touchpad

Modularer Aufbau:

Scannerhalterung und Tas-
taturablage flexibel anbring-
und verstellbar.

prodental

Pro Dental Mönchengladbach GmbH
Krefelder Str. 562 • 41066 Mönchengladbach
Telefon +49 (0) 2161 69 75 60 • Telefax: 02161 69 75 610
E-Mail: kontakt@prodental.info • Internet: www.prodental.info